



PROTOCOLO DE USO

1. Vestir la indumentaria protectora en el siguiente orden: Gorro, mascarilla, cubre zapatos, bata y guantes.
2. Delimitar la zona de derrame con la cinta adhesiva de color rojo.
3. Cubrir con el polvo coagulante.
4. Con ayuda de las pinzas retirar todos los restos materiales..
5. Introducir los residuos en la doble bolsa de plástico Chemo bunker.
6. Desechar todo el material empleado en la eliminación del derrame en el contenedor específico residuos Citostáticos.



CONTENIDO DEL KIT DE DERRAME

- 1 MASCARILLA FFP3
- 1 PAR GUANTES NITRILO
- 1 MANOPLA
- 1 RECOGEDOR
- 1 SOBRE POLVO COAGULANTE PARA LÍQUIDOS
- 1 TALLA ABSORBENTE
- 1 GAFa PROTECTORA
- 1 Par CUBRE ZAPATOS
- 1 BATA
- 1 BOLSA CHEMO BUNKER 30X40
- 1 CINTA PARA DELIMITAR ZONA AFECTADA
- 1 GORRO
- 1 PINZA